

# CACI ULTRA

## système de lifting sans chirurgie & de régénération cutanée

### TECHNOLOGIE UNIQUE ET RECONNUE

Issu de 20 ans de recherche médicale, le système CACI, est tout d'abord utilisé dans les années 1970 pour soigner les paralysies du visage et les plaies des grands brûlés (Hôpital Wellington Londres) puis la médecine sportive pour soigner les blessures musculaires (le champion Carl Lewis faisait appel à la technique CACI durant les jeux Olympiques).

Dernière génération des systèmes CACI, le système ULTRA combine la technologie du micro courant, laser et ultra son pour un traitement innovateur et unique.

### 3 DISPOSITIFS EXCLUSIFS DEDIES A DES FONCTIONS PRECISES

- MICRO COURANT
- ONDE ULTRASON
- MICRO LASER

### AVANTAGES DU MICRO COURANT

- le micro courant utilisé est un mélange de micro courant mesuré en micro ampères (entre 150 et 320 UA)
- le courant positif contracte les vaisseaux sanguins, réduit le flux sanguin, raffermi et tonifie les tissus
- le courant négatif dilate les vaisseaux sanguins et augmente le flux sanguin

### BIENFAITS DU MICRO COURANT

- augmentation du niveau d'Adénosine Tri Phosphate (jusqu'à 500%).
- augmentation de fibroblaste (jusqu'à 60%).
- augmentation de la synthèse de protéines (jusqu'à 73%).
- augmentation perméabilité de la peau (jusqu'à 30-40%).

### AVANTAGES DE L'ULTRA SON

L'onde Ultra son provoque une série de vibrations non abrasives sur la surface de la peau à une fréquence de 25 KHz secondes et permet ainsi d'exfolier et de travailler l'épiderme en profondeur offrant ainsi une alternative sûre aux traitements abrasifs.

### BIENFAITS DE L'ULTRASON

ACTION MECANIQUE : élimination des cellules mortes, résidus de maquillage, excès de sebum

ACTION THERMIQUE : stérilisation des bactéries et augmentation du flux sanguin

ACTION METABOLIQUE : favorise la production de collagène et d'élastine

ACTION FIBROLYTIQUE : stimule la régénération des cellules, élimination des taches pigmentaires (melasma, chloasma)

ACTION PHORETIQUE : facteur d'hydratation de la peau

### AVANTAGES DU MICRO LASER ROUGE ET BLEU

Le peigne à rides micro laser (procédé unique CACI) intègre simultanément le micro courant et le laser thérapeutique. Garanti non invasif et indolore, il offre une alternative sûre aux injections de collagène et permet de traiter en profondeur les rides (traitement particulièrement efficace pour les cicatrices, rides et contour des lèvres)

**LAMPES À DIODES TYPE CLASSE II A LONGUEUR D'ONDES DE 650 + 10 NM**

**AUCUN PORT DE LUNETTES DE PROTECTION POUR LE PATIENT ET/OU LE PRATICIEN**

#### **BIENFAITTS DU MICRO LASER**

- rapide formation du tissu conjonctif
- stimulation et production d'A T P
- production de collagène et d'élastine
- stimulation et production de fibroblaste
- augmentation de l'élasticité de la peau

#### **SOINS VISAGE HOMME ET FEMME**

- peau relâchée.
- peeling.
- réduction des rides et des ridules.
- cernes, poches sous les yeux, contour des yeux.
- taches pigmentaires.
- protocole soin anti- âge des mains.

#### **SOINS CORPS DISPONIBLE AVEC OPTION ECM : MASSEUR CELLULITE ELECTRIQUE**

- raffermissement du buste
- drainage esthétique, jambes lourdes, contour du corps, rétention d'eau, cellulite
- mauvaise circulation
- cicatrices, vergetures
- décongestion du dos

#### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

##### **MACHINE**

Voltage	60/240 VOLTS
Dimensions	LONG 46 x LARG 45 x HAUT 16 CM
Poids	9 KG

##### **MICROCOURANT**

Puissance de sortie	20 UA à 640 UA
Fréquence	0,1 HZ – 800 HZ
Polarité	positive, négative et variable

##### **MICRO LASER**

	<b>Laser thérapeutique classe II selon IEC 825-1</b>
Puissance du courant	0,1 MA – 8 MA
Fréquence	6000 HZ
Onde modulaire	dia dynamique à 100 HZ
Longueur d'ondes	650 + 10 NM

##### **ONDE ULTRASON**

Oscillations mécaniques	30 MICRON +/- 20%
Fréquence	25,000 HZ

**70 PARAMETRES PRE PROGRAMMES / ECRAN INTERACTIF**

©Copyright DERMOTECHNIC® 2006

