

FUTUR-TEC

régénération cutanée

TECHNOLOGIE UNIQUE

Développé il y a 12 ans, le système FUTUR TEC combine la technologie du laser, micro courant, ultra son et d'aspiration vacuo pour un traitement innovateur et unique.

AVANTAGES DE L'ULTRASON

ACTION MECANIQUE : élimination des cellules mortes, résidus de maquillage, excès de sebum.

ACTION THERMIQUE : stérilisation des bactéries et augmentation du flux de sodium.

ACTION METABOLIQUE : favorise la production de collagène et d'élastine.

ACTION FIBROLYTIQUE : stimule la régénération des cellules, élimination des taches pigmentaires (melasma, chloasma).

ACTION PHORETIQUE : facteur hydratation de la peau.

4 DISPOSITIFS EXCLUSIFS DEDIES

A DES FONCTIONS PRECISES :

> LE LASERSTIM.

> L'ONDE ULTRA SONIQUE.

> LE PEIGNE A RIDES MICRO LASE.

> LE VACUOLASER

Le **LASERSTIM** fournit à travers un laser de basse énergie un effet thérapeutique sur la surface de la peau; cet effet produit aussi une stimulation non invasive des points d'acupuncture, améliorant ainsi la circulation sanguine.

> Augmente la régénération des cellules.

> Augmente la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus.

> Augmente la production d'élastine.

> Stimule la production de fibroblaste (collagène).

> Augmente la production d'ATP.

> Réduit les oedemes.

Le **LASERSTIM** permet de traiter efficacement et rapidement les taches pigmentaires, l'acné, les vergetures et les cicatrices.

L'ONDE ULTRASONIQUE provoque une série de vibrations non abrasives, sur la surface de la peau à une fréquence de 25 KHz.

LE PEIGNE A RIDES MICRO LASE intègre simultanément la stimulation du micro courant avec le laser thérapeutique.

Garanti non invasif, il offre une alternative sûre aux injections de collagène et permet de traiter les rides en profondeur (traitement particulièrement efficace pour les cicatrices, rides du contour des lèvres). Le micro courant fonctionne à un maximum de 8 mA et à

une fréquence de 6000 Hz. Le laser thérapeutique de classe II dispose d'une longueur d'ondes de 650 nm et opère à 3.5 mW.

LE VACUO LASER

La taille de l'embout du VACUOLASER peut être appliqué sur le visage et le corps pour un nettoyage général de tout type de peau.

Aide au retrait des cellules mortes et la texture et la tonification de la peau stimule le système lymphatique et le métabolisme des cellules et améliorer la circulation sanguine, éliminer les toxines, rompre les chaînes d'amas graisseux et traiter les zones de cellulite.

BENEFICES

> Rapide formation du tissu conjonctif stimulation

> Production d'ATP

> Production de collagène et d'élastine

> Stimulation et production de fibroblaste

> Augmente l'élasticité de la peau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications de la machine

Alimentation	60/240 V
Consommation	110 V
dimensions	Long 46 x Larg 45 x H16 cm
poids du système	9 kg

classe I type BF en accord avec IEC601

VACUOLASER

Aspiration max.	333 mbar +/-10%
Source	3.5 IW continu
Longueur d'ondes	650 10 nm

classe II selon IEC 825-1

RIDES MICROLASER

Courant de sortie	0.1 mA constant
Fréquence de sortie	6000 Hz
Onde modulaire	diadynamique diphasée à 100 Hz

Puissance du laser

Onde	3.5 mW continu
Fréquence de sortie	650 + 10 nm

classe II selon IEC 825-1

ONDE ULTRASONIQUE

Oscillation	mécanique 30 microns +/- 20%
Fréquence	25000 Hz +/- 10%

45 programmes pré -établis / Ecran tactile

